



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХИХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт на фартуки для пациента полиэтиленовые «КРИСТИДЕНТ» в рулоне

Фартуки для пациента полиэтиленовые «КРИСТИДЕНТ» в рулоне, одноразовые, защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Изготовлены из полиэтилена повышенной прочности Российского производства, имеют длинные и удобные завязки, легко отрываются от рулона по линии перфорации. Фартук стоматологический обеспечивает великолепную защиту от влаги.

- **Размеры фартука:** 56 x 76 см.
- **Материал:** полиэтилен
- **Цвет:** синий, зеленый, лимонный, фиолетовый, голубой.
- **Толщина пленки фартука:** 20 микрон.
- **Упаковка :**
 - 200 штук в рулоне, упакованный с этикеткой в термоусадочную пленку.
- **Инструкция:** оторвать с рулона по линии перфорации, раскрыть полурукав и завязать на шею пациента с помощью завязок.
- **Срок годности:** 5 лет.
- **Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по ТУ 9398-001-66368948-2011 от 02.11.2011г.**
- **ОКП:** 93 9814.
- **Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12873 Минздравсоцразвития России от 30.12.2011г.**
- **Производитель:** ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.