

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205  
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22  
**kristident@mail.ru www.kristident.ru**

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)),  
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

### Технический паспорт на наконечники аспирационные, многоразовые «КРИСТИДЕНТ»

**Наконечники аспирационные, многоразовые «КРИСТИДЕНТ»**, многоразовые предназначены для всасывания (аспирации) аэрозолей и твердых частиц из ротовой полости пациента, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

- **Виды:**
  - **АН 16** - для взрослых (Ø16 мм)
  - **АН 11** - для детских + взрослых (Ø11 мм)
- **Длина:**
  - 152 мм (АН 11)
  - 132 мм (АН 16)
- **Цвета:** серый, голубой, зеленый, желтый, розовый
- Автоклавируется при температуре 134° С
- **Упаковка:** 10 шт. в п/э пакете
- **Транспортная коробка:** 20 упаковок
- **Срок годности:** 5 лет.
- **Область применения:** применяются в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях
- **Изделия аспирационные стоматологические, многоразовые в наборах или отдельных упаковках по** ТУ 9398-002-66368948-2015
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4128 от 23.05.2016г.
- ОКП: 939800
- **Производитель:** ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.



Генеральный директор  
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.