

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт

на нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые «КРИСТИДЕНТ»

Нагрудники стоматологические или салфетки нагрудные «КРИСТИДЕНТ» одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Обладают высокой впитывающей способностью и обеспечивают отличный барьер против влаги благодаря рельефному горизонтальному рисунку.

Салфетки нагрудные двухслойные - Стандарт (1+1) сделаны из одного слоя тисненой сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью **17-18 гр/м²** + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена производства РФ.

Цвета пастельные: голубой, салатный, лимонный, розовый.

Размер нагрудника: 330 x 450 мм.

Салфетки нагрудные трехслойные - Премиум (2+1) сделаны из двух слоев тисненой сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью **34-36 гр/м²** + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена производства РФ.

Цвета пастельные: голубой, салатный, лимонный, розовый.

Размер нагрудника: 330 x 450 мм.

Салфетки нагрудные двухслойные - Премиум Интенсив (1+1) сделаны из одного слоя тисненой сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью **24-25 гр/м²** + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена производства РФ.

Цвета интенсивные: синий, зеленый, лимонный, бордовый, оранжевый, черный.

Размер нагрудника: 330 x 450 мм.

Салфетки нагрудные двухслойные - Детский с рисунком (1+1) сделаны из одного слоя тисненой сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы белого цвета с плотностью **24-25 гр/м²** + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена производства РФ.

Цвет: белый.

Размер нагрудника: 330 x 450 мм.

Виды:

- **Сафари** с рисунком: лев, слонёнок, обезьянка, крокодил, печать - **ОРАНЖЕВЫЙ**.
- **Океанариум** с рисунком: дельфин, черепашка, морской конёк, морская звезда, печать - **СИНИЙ**.

• **Упаковка:**

- **Стандарт (1+1)** - 1 коробка x 500 шт.
- **Премиум (2+1)** - 1 коробка x 500 шт.
- **Премиум Интенсив (1+1)** - 1 коробка x 500 шт.
- **Детский с рисунком (1+1)** - 1 коробка x 500 шт.

- **Инструкция:** закрепить металлическим зажимом «крокодил» на цепочке для фиксации одноразовых салфеток.
- **Срок годности:** 5 лет.
- **Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по ТУ 9398-001-66368948-2011 от 02.11.2011г.**
- **ОКП:** 93 9814.
- **Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12873 Минздравсоцразвития России от 30.12.2011г.**
- **Производитель:** ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.