

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХИХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт

на бахилы полиэтиленовые, особопрочные «КРИСТИДЕНТ»

Бахилы полиэтиленовые, особопрочные «КРИСТИДЕНТ», одноразовые, пластиковые используются в медицинских учреждениях, в помещениях особо чистых производств, в музеях и др.

Бахилы — представляют собой чехлы с эластичной резинкой, одеваются поверх обуви, обеспечивая чистоту в помещении.

Особенности наших бахил:

Прочная резинка, пропаяна по всей длине изделия, а также для усиления края бахил по краям фиксируются отрезки спанбонда.

Резинка не болтается внутри пленки, а плотно впаивается в пленку.

Российского производства на современном импортном оборудовании.

- Тип: гладкие.
- Вид: особопрочные.
- Материал: ПНД первичный без вторсырья.
- Вес: 3,4 гр./пара.
- Толщина пленки: 17 мкр.
- Размер: 14 x 40 см.
- Цвет: голубой.
- Упаковки: 250шт./125 пар в П/Э пакете.
- Транспортная упаковка: 8 упаковок.
- Размер транспортной упаковки: 41x41x54 см.
- ТУ 2293-001-66368948-2016
- Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.АД37.В26038/20 от 06.03.2020г
- Производитель: ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электрозаводская, д.21.



Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.